

Всё о вашей ретенционной каппе.

Пожалуйста, прочтите и внимательно выполняйте эти инструкции:

- ✓ Пользуйтесь каппой на ночь (либо согласно предписаниям врача-ортодонта). Если у вас есть проблемы с использованием аппарата, позвоните своему лечащему врачу.
- ✓ Снимайте каппу перед едой и для того, чтобы почистить зубы.
- ✓ При ношении каппы возможен некоторый дискомфорт, который чаще всего проходит самостоятельно в процессе её использования. Ваше слюноотделение может усилиться, но, спустя некоторое время, оно нормализуется.
- ✓ Чистите каппу по утрам при помощи мягкой зубной щетки под струей воды, с небольшим количеством зубной пасты (не отбеливающей). Контейнер для каппы промывайте и обрабатывайте 0,05% раствором хлоргексидина.
- ✓ Нельзя мыть каппу горячей водой, обрабатывать спиртовыми растворами.
- ✓ Изготовление вашей каппы стоит дорого, поэтому берегите её. Когда каппа не во рту, храните её в твердом футляре. НЕ заворачивайте каппу в салфетку, уже очень много аппаратов было выброшено после еды. Если каппа повредится, позвоните лечащему врачу.
- ✓ Помните о необходимости прохождения контрольных осмотров после снятия брекет - системы (через 1, 3, 6 месяцев после снятия), либо по необходимости, а так же регулярные профилактические чистки.
- ✓ Всегда перед очередным приемом чистите зубы.

Сотрудничество ортодонта и пациента очень важно. Мы надеемся на Вашу помощь в достижении нашей общей цели - Вашей ослепительной улыбки.